

# 検温付消毒スタンド MS

元幼稚園教諭の  
製造業女性社長が  
プロデュース

安心の新潟製

- 検温も消毒液を出すのも非接触で衛生的です。
- 測定温度を表示し、基準温度以上かどうかを音声とランプで通知します。  
基準温度と音量は任意に設定できます。また、顔写真が残る心配がありません。
- 0.3～1m 離れたところで検温します。
- 製品高さを 100mm 単位で 5 段階に変更可能です。
- キャスター付きで簡単に移動ができるので、床掃除がしやすく、衛生的です。
- バッテリーで稼働するので設置場所を選びません。電源コードに足を引っかける危険もありません。
- 別売りの AC アダプターで AC100V でも使用できます。



(イエロー)

(ブラック)

品名	検温付消毒スタンド MS(イエロー)／(ブラック)
製品寸法	W390×D390×H940～1340 mm
製品質量	10 kg
使用環境温度	10 ～ 35 °C
<b>検温部</b>	
測定範囲	0 ～ 42.9 °C
測定時間	1 秒
測定距離	0.3 ～ 1 m
測定精度	±0.3 °C
<b>消毒液ディスペンサー部</b>	
感知方法	赤外線反射式
タンク容量	1000 ml
消毒液	手用消毒液または医療用消毒アルコール
感知距離	3～10 cm
<b>スタンド本体</b>	
材質	スチール
色	上本体:イエロー／ブラック 下本体:シルバー
高さ変更方法	上本体の下端を下本体の所定のスリットに挿入し、ネジ 2 本で固定する。
付属品	・モバイルバッテリー 1 個 (検温部用) ・単三乾電池 4 本(消毒液ディスペンサー部用)

お問い合わせ (受付時間 8:30～17:20)

0256-52-1436

FAX 0256-53-2346

お気軽にお問い合わせください

M.S 株式会社 皆川製作所

〒959-1327 新潟県加茂市千刈 2-6-27



<http://minagawa-ss.com/>



北陸自動車道：三条燕 IC より車で 20 分  
JR 上越新幹線：三条駅より車で 20 分  
JR 信越線：加茂駅より車で 5 分

